

ACTIONMED SP300AM

NÁVOD K POUŽITÍ

Lůžková opěrka pro usnadnění vstávání | Český překlad návodu, vydání originálu 1 / 07.2025

Úvod

Děkujeme za výběr výrobku. Před prvním použitím si pečlivě přečti tento návod a uschovej jej pro další použití. Obsahuje pokyny pro bezpečnou montáž, používání a údržbu zdravotnického prostředku.

Popis výrobku a určené použití

Lůžková opěrka SP300AM je pomůcka pro zdravotnická, rehabilitační a pečovatelská lůžka. Pomáhá starším osobám, lidem s omezenou pohyblivostí a pacientům v rekonvalescenci při vstávání z lůžka a při uléhání. Konstrukce z chromované oceli má výškově nastavitelné madlo s protiskluzovým pěnovým potahem, teleskopickou základnu pod matraci a stabilizační popruh. Základna se umísťuje mezi matraci a rám či rošt lůžka.

Pomůcka je určena také pro domácí péči, nemocnice a rehabilitační zařízení, například při obnově pohyblivosti po úrazech, ortopedických či neurologických zákrocích. Může pomáhat omezovat riziko pádů, ale sama o sobě není jediným opatřením proti pádu.

Kontraindikace

Nepoužívej u osob s poruchami paměti nebo dezorientací, které by se mohly pokoušet přes opěrku přelézat, u osob s nekontrolovanými pohyby těla či výrazným neklidem ani u osob se sklonem šplhat přes zábrany. Hrozí vážný pád z výšky.

Montáž

- Polož rám opěrky na rovný povrch a rozlož všechny části.
- Vysuň teleskopická ramena základny na vhodnou délku podle šířky lůžka.
- Zasuň spodní část rámu pod matraci tak, aby svislé madlo bylo u okraje lůžka.
- Nastav výšku madla podle potřeb uživatele.
- Stabilizační popruh (pokud je součástí balení) upevni k rámu lůžka nebo roštu a pevně utáhni, aby se opěrka při používání neposouvala.
- Ověř stabilitu: opěrka musí pevně držet mezi matrací a roštem a při zatížení se nesmí posouvat.

MAXIMÁLNÍ PŘÍPUSTNÁ HMOTNOST UŽIVATELE: 130 kg.

Zásady bezpečného používání

- Před použitím zkontroluj, že celá základna leží pod matrací, stabilizační popruh je pevně utažený a madlo přiléhá k matraci bez nebezpečných mezer.
- Pravidelně kontroluj stabilitu a upevnění, zejména po každém přemístění lůžka nebo změně jeho polohy.
- Zabraň vzniku mezery větší než 60 mm mezi koncem opěrky a čelem lůžka a mezery větší než 120 mm mezi opěrkou a povrchem matrace, aby se omezilo riziko zaklínění nebo udušení.
- Nevkládej do mezer polštáře, přikrývky ani jiné výplně; mohou se stlačit a zvýšit riziko zaklínění.
- Opěrka není určena jako jediný prostředek prevence pádů u vysoce rizikových pacientů.

- Před vstáváním nebo sedáním ověř, že se opěrka pod tlakem neposouvá; v případě potřeby požádej pečovatele o pomoc.
- Nepoužívej na vodních postelích ani na lůžkách, kde nelze konstrukci stabilně upevnit.
- Kontroluj opotřebení pěny, praskliny a poškození konstrukčních částí.

Pokud si nejsi jistý vhodností pomůcky pro konkrétního pacienta, poraď se se zdravotnickým pracovníkem. Použití v rozporu s určením je nebezpečné.

Čištění a údržba

- Čisti vodou, měkkou houbičkou a jemným čisticím prostředkem vhodným pro umělé materiály, například mýdlem. Po čištění výrobek důkladně osuš.
- Nepoužívej silné detergenty, abrazivní prostředky, bělidla, benzín ani rozpouštědla; mohou poškodit výrobek.
- Ocelové části čisti pouze měkkým hadříkem či houbičkou, nikoli tvrdým kartáčem nebo drsným materiálem.
- Pravidelně kontroluj praskliny, deformace a uvolněné spoje. Při závadě výrobek okamžitě přestaň používat a kontaktuj servis nebo výrobce.

Skladování, přeprava a likvidace

Skladuj na suchém, dobře větraném místě, mimo vlhkost, přímé slunce, extrémní teploty a chemické látky. Při přepravě zabezpeč výrobek proti pohybu a poškození vhodným ochranným obalem. Likviduj podle platných místních předpisů ochrany životního prostředí.

Životnost a záruka

Předpokládaná životnost je až 5 let při používání podle návodu. Po uplynutí této doby lze výrobek používat pouze tehdy, je-li nepoškozený a stále splňuje požadavky bezpečného používání. Výrobce uvádí záruku 24 měsíců od koupě na výrobní a materiálové vady. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení, neodborné úpravy a škody způsobené nesprávným použitím; zákonná práva spotřebitele tím nejsou dotčena.

Materiály a technické údaje

- Model: SP300AM
- Maximální přípustná hmotnost uživatele: 130 kg
- Rozměry výrobku: 94 × 51 cm
- Čistá hmotnost: 2,1 kg
- Konstrukce: chromovaná ocel
- Madlo: polyuretanová pěna
- Spojovací a nastavovací prvky: plast
- Stabilizační popruh: nylon

Označení na výrobku

CE – označení shody dle nařízení (EU) 2017/745 o zdravotnických prostředcích (uvedeno v originálním návodu); MD – zdravotnický prostředek; symbol návodu – přečti návod; symbol výstrahy – upozornění; LOT – číslo šarže; UDI – jedinečná identifikace prostředku; symbol výrobce – výrobce zdravotnického prostředku; dále symboly data výroby, modelu, ochrany před vlhkostí a přímým slunečním světlem.

Konkrétní údaje sleduj na štítku výrobku.

Závažné nežádoucí příhody

Každou závažnou nežádoucí příhodu související s výrobkem je nutné oznámit výrobcí a příslušnému orgánu členského státu, v němž má uživatel nebo pacient bydliště.

Kontakt pro zákazníky v ČR

Medikalhelp s.r.o.

www.rehabilitaceplus.cz

Telefon: +420 602 960 000

Tento dokument je českým překladem dodaných fotografií čtyř stran polského návodu ActionMED SP300AM. Nejde o samostatné prohlášení o shodě ani o potvrzení registrace výrobku.