

NÁVOD K POUŽITÍ - HERDEGEN 550806

Pomůcka pro přístup do vany (Bath Access Kit)

Výrobce: HERDEGEN SAS, 6 rue Marc Seguin, 77500 Chelles, Francie

Referenční číslo: 550806 | Označení na podkladu: ME_BAOB01

1. Účel použití

Pomůcka je určena k usnadnění bezpečného přístupu do vany osobám se sníženou pohyblivostí. Poskytuje oporu a podporuje samostatnost. Lze ji namontovat a odstranit bez náradí.

Indikace: výrazně omezená pohyblivost; dočasné, dlouhodobé, částečné nebo úplné oslabení dolních končetin; poruchy rovnováhy nebo držení těla.

Kontraindikace: poruchy kognitivních funkcí včetně demence; závažná ztráta rovnováhy; nedostatečná svalová síla horních končetin; poruchy koordinace.

2. Bezpečnostní upozornění

- Před použitím se porad' s lékařem nebo odborným pracovníkem, zda je pomůcka vhodná a správně nastavená.
- Používejte pouze na pevném, rovném podkladu. Nepoužívejte venku ani ji neskladujte venku.
- Nevystavujte přímému slunci a extrémním teplotám (nad 38 °C nebo pod 0 °C).
- Před každým použitím zkontrolujte všechny části, šrouby, trubky, koncovky a spoje. Ověřte správné zajištění a stabilitu.
- Dodržujte maximální nosnost uvedenou na štítku výrobku; na dodané fotografii není hodnota čitelná.
- Nepoužívejte jako páku, nestoupejte na bezpečnostní rám a neopírejte se o něj nevhodným způsobem.
- Po montáži ověřte, že je zajišťovací mechanismus pevně uzamčen a pomůcka je stabilní. Na rám nic nezavěšujte.
- Pomůcku neupravujte. Poškozené součásti nechť vymění odborným pracovníkem za originální díly.
- Po delším nepoužívání nechť pomůcku před dalším použitím zkontrolovat. V případě pochybností se obraťte na odborníka.
- Závažnou nežádoucí příhodu související s prostředkem oznamte výrobci a příslušnému orgánu členského státu.

3. Montáž

Upozornění: První nastavení a poučení o správném používání má provést odborně způsobilá osoba.

Následující kroky vycházejí z dodaného originálního návodu; označení dílů odpovídá obrázkům v originálním balení.

1. Vyjměte všechny součásti z obalu (viz obrázek C). Zkontrolujte, že nejsou poškozené; v případě pochybností výrobek nemontujte.
2. Vložte základnu (1) do podnožky / opěrné části (3) (viz obrázek A). Podnožka může být umístěna vlevo nebo vpravo.
3. Umístěte zajišťovací systém (2) na okraj vany posunutím podél základny (1) (viz obrázek B). Zkontrolujte stabilitu základny a přisun' zajišťovací systém co nejbližší k vaně. Nepokládejte mechanismus proti vaně tak, aby došlo k jejímu poškrábání.
4. Otočením zajišťovacího systému (2) (viz obrázek D) upevněte výrobek k okraji vany.
5. Před použitím pečlivě ověřte stabilitu a bezpečné upevnění.

4. Čištění a údržba

Pravidelně čisti jemným čisticím prostředkem a měkkým hadříkem. Před každým použitím zkontroluj stav a upevnění všech částí.

5. Materiál

Ocelové trubky s epoxidovým povlakem a plastové područky. Vanová stolička je vyrobena z oceli a dřevěných lamel.

6. Likvidace a záruka

Po skončení životnosti zlikviduj výrobek podle místních pravidel pro třídění odpadu. Podle originálního návodu je poskytována záruka 2 roky od data nákupu na výrobní vady; běžné opotřebení a nesprávné používání nejsou kryty.

Informace pro zákazníky v ČR

Medikalhelp s.r.o.

www.rehabilitaceplus.cz

Tel.: +420 602 960 000

České znění zpracováno podle fotografie anglické části návodu HERDEGEN (revize uvedená na podkladu 01/11/23). Tento překlad nenahrazuje chybějící obrázky montáže ani údaje na výrobním štítku. Před předáním zákazníkovi ověř nosnost a úplnost originální dokumentace.