

# NÁVOD K POUŽITÍ

HomeLife opora k vaně - model 970

|                           |                                                       |
|---------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>Model</b>              | HomeLife 970                                          |
| <b>EAN</b>                | 8595194725911                                         |
| <b>Určení</b>             | Pomocná opora při vstupu do vany a vystupování z vany |
| <b>Maximální zatížení</b> | 100 kg                                                |
| <b>Montáž</b>             | Na okraj vany, bez vrtání                             |

## 1. Určení výrobku

Opora k vaně HomeLife je určena jako pomocná opěrka při vstupu do vany a vystupování z vany. Je vhodná zejména pro seniory a osoby se sníženou pohyblivostí, které potřebují při koupání dodatečnou oporu.

Důležité: výrobek nenahrazuje pevné bezpečnostní madlo ukotvené do stavební konstrukce.

## 2. Před prvním použitím

Po vybalení zkontrolujte, zda výrobek není poškozený, deformovaný nebo neúplný.

Výrobek nepoužívejte, pokud je konstrukce nebo upevnění poškozené, pokud jej nelze pevně uchytit k vaně nebo pokud je okraj vany popraskaný či nestabilní.

## 3. Montáž

1. Vyberte vhodné místo na okraji vany.
2. Kontaktní plochu vany očistěte a osušte.
3. Nasaďte oporu na okraj vany.
4. Nastavte upevňovací mechanismus podle tloušťky stěny vany.
5. Upevnění rovnoměrně utáhněte tak, aby se opora nepohybovala.
6. Ochranné podložky musí správně dosedat na povrch vany, aby nedošlo k poškození povrchu.
7. Po montáži zkontrolujte stabilitu mírným tlakem rukou ze všech stran.

## 4. Použití

Při vstupu do vany nebo vystupování z vany uchopte madlo pevně rukou a používejte jej jako pomocnou oporu.

Na madlo působte plynule. Vyvarujte se prudkého tahání do stran, skokového zatížení a kroucení konstrukce.

Maximální zatížení výrobku je 100 kg.

## 5. Bezpečnostní upozornění

- Před každým použitím zkontrolujte pevnost uchycení.
- Nepřekračujte maximální zatížení 100 kg.
- Madlo není určeno k sezení, stání, zavěšování předmětů ani jako opora pro zvedání celé tělesné hmotnosti prudkým trhnutím.
- Nepoužívejte výrobek na poškozeném, popraskaném nebo nestabilním okraji vany.
- Nepoužívejte jej jako jedinou oporu u osoby, která není schopna samostatného bezpečného pohybu.
- Na mokré podlaze doporučujeme použít vhodnou protiskluzovou podložku.
- Jakékoli neodborné úpravy konstrukce mohou snížit bezpečnost výrobku.
- Děti mohou výrobek používat pouze pod dohledem dospělé osoby.

## 6. Čištění a údržba

Výrobek pravidelně čistěte měkkým hadříkem, vodou a jemným čisticím prostředkem. Po čištění jej osušte. Nepoužívejte drátěnky, abrazivní přípravky, rozpouštědla ani jiné agresivní chemické prostředky. Pravidelně kontrolujte stav kovových částí, upevňovacího mechanismu a ochranných podložek.

## 7. Kontrola před použitím

Před použitím vždy ověřte, že je opora pevně uchycena, konstrukce není deformovaná a upevňovací prvky ani ochranné podložky nejsou poškozené.

Zjistíte-li poškození nebo uvolnění, výrobek nepoužívejte, dokud není závada odstraněna.

## 8. Skladování a likvidace

Pokud výrobek nepoužíváte, skladujte jej na suchém místě při běžné pokojové teplotě a chraňte před mechanickým poškozením.

Po skončení životnosti výrobek zlikvidujte podle místních předpisů. Kovové a plastové části vytřídte podle možností do odpovídajících sběrných míst.

**Důležité upozornění: Správná montáž a pravidelná kontrola stability jsou zásadní pro bezpečné používání výrobku.**

Tento český návod byl zpracován pro zákazníky RehabilitacePlus.cz podle dostupných údajů k výrobku. Při rozporu s originální dokumentací výrobce má přednost originální dokumentace a údaje uvedené na výrobku nebo jeho obalu.