

NÁVOD K POUŽITÍ

MediSleep – motýlkový polštář mezi kolena z paměťové pěny

Účel a použití

Polštář je určen k umístění mezi kolena při spánku na boku nebo při odpočinku. Pomáhá udržovat anatomické postavení kyčlí, pánve a dolních končetin a poskytuje oporu kolenům. Výrobce uvádí použití také při rehabilitaci a ortopedických obtížích. Výrobek nenahrazuje léčbu ani individuální doporučení zdravotníka.

Postup použití

1. Polož se na bok a umísti polštář mezi kolena tak, aby pohodlně podpíral obě nohy.
2. Uprav polohu podle svých potřeb a pohodlí. Jednu nohu lze mírně pokrčit.
3. Polštář můžeš použít i při odpočinku v poloze na zádech jako podporu kolen. Při nepohodlí nebo bolesti polohu změň.

Bezpečnostní upozornění

Výrobek je určen dospělým. Použití u dětí konzultuj s lékařem, zejména při omezené pohyblivosti nebo neurologických onemocněních. Osoby s poruchami citlivosti nebo omezenou schopností pohybu mají polštář používat pod dohledem odborníka, aby se předešlo otlakům a obtížím při změně polohy. Po operacích kyčlí, kolen nebo páteře a při závažnějších ortopedických obtížích se před použitím poraď s ošetřujícím lékařem nebo fyzioterapeutem.

Čištění a údržba

Snímatelný potah: lze prát v pračce při teplotě do 60 °C.

Paměťová pěna: neprát, nenamáčet, nesusít v sušičce a nevystavovat přímému slunci. Paměťová pěna reaguje na teplotu: v chladu může ztuhnout a při vyšší teplotě změkknout. Po vybalení ji nech několik hodin při pokojové teplotě, aby získala původní tvar. Případný počáteční pach nového výrobku lze omezit vyvětráním na chladném, dobře větraném místě; podle výrobce postupně mizí.

Parametry výrobku

Materiál výplně: 100% tvarově přizpůsobivá paměťová pěna.

Rozměry uvedené výrobcem: 27 x 20 x 20 cm.

Hmotnost: 485 g.

EAN: 5906800496119.

Výrobce

Suaro Spółka z o.o., ul. Kasztelana Spytka 75, 32-800 Brzesko, Polsko.

Na obalu jsou uvedena označení CE, MD a UDI.

Kontakt pro zákazníky v ČR

Medikalhelp s.r.o.

www.rehabilitaceplus.cz

Tel.: +420 602 960 000