

NÁVOD K POUŽITÍ

ActionMED CH200AM – čtyřkolové terénní chodítko (rollátor) s nafukovacími koly

EAN: 5901443002352 | Česká informační verze pro zákazníky RehabilitacePlus.cz

1. Určení výrobku

Chodítko slouží jako opora při chůzi osobám se sníženou pohyblivostí. Je určeno ke zlepšení stability při chůzi po vhodném, dostatečně pevném povrchu. Integrované sedátko slouží ke krátkému odpočinku na místě. Výrobek není invalidní vozík a nesmí sloužit k přepravě sedící osoby.

2. Před prvním použitím

Po vybalení zkontrolujte úplnost dodaných součástí, stav rámu, kol, pneumatik, brzd, rukojetí a zajišťovacích prvků. Rozložte rám podle konstrukce daného kusu a ověřte, že se bezpečně zajistil. Upevněte dodané příslušenství pouze do určených úchytlů. Pokud není jasný způsob sestavení nebo zajištění, výrobek nepoužívejte, dokud postup nepotvrdí dodavatel či výrobce.

3. Nastavení výšky rukojetí

Postavte se zpříma za chodítko, paže nechte volně podél těla. Rukojeti nastavte přibližně do výšky zápěstí. Obě rukojeti musí být ve stejné výšce a zajištěné příslušným mechanismem. Po nastavení lehkým tlakem ověřte pevnost spojů. Dostupný rozsah nastavení rukojetí: 79,5–92,5 cm.

4. Použití při chůzi

Uchopte obě rukojeti a chodte uvnitř prostoru za rámem, nikoli příliš daleko za ním. Pohybujte se pomalu, kontrolovaně a přizpůsobte rychlost povrchu. Při zatáčení nezvedejte zbytečně kola. Na svahu a nerovnostech dbejte zvýšené opatrnosti; vyhněte se schodům, prudkým svahům, hlubokému štěrku, náledí a plochám s rizikem zaboření či uklouznutí.

5. Provozní a parkovací brzdy

Pro zpomalení nebo zastavení stiskněte brzdové páčky směrem k rukojetím. Parkovací brzda se u tohoto typu aktivuje stlačením brzdových páček dolů do zajištěné polohy; před usednutím vždy ověřte, že jsou zabrzděna obě kola. Brzdy nejprve vyzkoušejte bez zatížení na bezpečném rovném povrchu. Pokud brzdy zabírají nerovnoměrně, jsou slabé nebo se nezajistí, chodítko nepoužívejte a zajistěte seřízení odborníkem.

6. Bezpečné použití sedátka

Před usednutím postavte chodítko na rovný, pevný povrch a zajistěte obě parkovací brzdy. Přistupte k sedátku opatrně, otočte se a usedejte pomalu. Při vstávání používejte bezpečnou oporu a nepovolujte brzdy před úplným postavením. Na sedátku se nepřesouvejte a nenechte nikoho chodítko se sedící osobou tlačit.

7. Složení a přeprava

Před složením vyprázdněte sedátko a zajistěte, aby prsty nebyly v místech kloubů. Složte chodítko s využitím určeného skládacího mechanismu bez použití násilí. Před další chůzí rám znovu úplně rozložte a zkontrolujte jeho zajištění. Při přepravě zajistěte proti samovolnému pohybu a poškození.

8. Pneumatiky, péče a kontroly

Před každým použitím zkontrolujte stav a nahuštění všech pneumatik, upevnění kol, funkci brzd, zajištění rámu, rukojetí a sedátka. Tlak pneumatik dodržujte podle označení na plášti nebo pokynů výrobce; nepoužívejte neověřenou hodnotu. Konstrukci otírejte vlhkým měkkým hadříkem s jemným prostředkem,

poté osušte. Nepoužívejte agresivní rozpouštědla ani vysokotlaké mytí. Poškozené nebo opotřebené díly nechte odborně opravit.

9. Základní technické údaje

Model	CH200AM
Značka	ActionMED
Provedení	4 kola, skládací hliníkový rám
Kola	nafukovací terénní
Výška rukojetí	79,5–92,5 cm
Výška sedátka	53 cm
Šířka / hloubka sedátka	47 / 25 cm
Celková šířka	66 cm
Hmotnost	přibližně 9 kg
Max. nosnost uživatele	136 kg

10. Důležitá bezpečnostní upozornění

Nepřekračujte nosnost 136 kg. Chodítko není určeno ke sjíždění schodů, eskalátorů ani k přepravě osoby vsedě. Nezavěšujte těžká břemena na rukojeti – hrozí převrácení. Nepoužívejte při zjištěné závadě brzd, kol či konstrukce. Uživatel s výraznou poruchou stability nebo koordinace by měl vhodnost pomůcky konzultovat s odborníkem.

11. Informace o dokumentu

Tento český informační návod byl sestaven podle veřejně dostupných parametrů modelu CH200AM a obecných zásad bezpečného používání rollátorů. Nejde o ověřený doslovný překlad originálního návodu výrobce. Před přiložením k výrobku jako povinného návodu ověřte soulad s originální dokumentací, údaji na štítku a skutečným provedením dodaného kusu. V případě rozporu se řiďte originálním návodem a informacemi výrobce.

Referenční produktový popis: www.rehabilitaceplus.cz | Zpracováno: 8. 10. 2026

Medikalhelp s.r.o.

www.rehabilitaceplus.cz

Tel.: +420 602 960 000