

NÁVOD K POUŽITÍ

Timago SeatTim – skládací nastavitelná hůl se sedátkem

Výrobce	Timago
Model	SeatTim
Typ	Nastavitelná hůl se sedátkem
Nastavení výšky	86–96 cm
Maximální zatížení	180 kg
Hmotnost	1 kg
Barva	černá

1. Určení výrobku

SeatTim je pomocná zdravotnická pomůcka určená ke zvětšení opěrné plochy u osob se sníženou pohyblivostí. Slouží jako opora při chůzi a k udržování rovnováhy. Integrované sedátko umožňuje krátkodobý odpočinek.

2. Před prvním použitím

- Zkontrolujte, zda výrobek není poškozený a zda jsou všechny části pevně spojeny.
- Ověřte stav protiskluzových gumových koncovek na všech třech nohách.
- Nastavte vhodnou výšku hole pomocí aretačního mechanismu.
- Po nastavení vždy zkontrolujte, zda je aretační prvek správně zajištěn.

3. Nastavení výšky

Výšku nastavte tak, aby se uživatel mohl při chůzi držet rukojetí pohodlně a bez nadměrného předklonu. Rozsah nastavení je 86–96 cm. Po změně výšky zkontrolujte pevné zajištění mechanismu.

4. Použití jako hůl

- Hůl držte za ergonomickou rukojeť a pokládejte ji na pevný, rovný povrch.
- Před každým krokem se ujistěte, že gumová koncovka má dobrý kontakt s podlahou.
- Na mokré, kluzkém nebo nerovném povrchu postupujte se zvýšenou opatrností.
- Výrobek nepoužívejte, pokud jsou gumové koncovky opotřebené nebo poškozené.

5. Použití sedátka

Pro odpočinek hůl rozložte tak, aby sedátko bylo podepřeno všemi třemi nohama. Výrobek postavte pouze na rovnou, pevnou a neklouzavou plochu. Před usednutím zkontrolujte stabilitu všech tří opěrných bodů.

- Na sedátko useďte pomalu a opatrně.
- Během sezení se výrazně nenaklánějte do stran.
- Nepoužívejte sedátko na svahu, schodech nebo kluzkém povrchu.

- Nepřekračujte maximální zatížení 180 kg.

6. Skládání a přenášení

Před složením se ujistěte, že na sedátku nikdo nesedí. Výrobek skládejte pomalu, aby nedošlo k přiskřípnutí prstů. Při přepravě a skladování chraňte výrobek před nárazy a deformací.

7. Čištění a údržba

- Konstrukci čistěte měkkým vlhkým hadříkem.
- Nepoužívejte agresivní chemické ani abrazivní čisticí prostředky.
- Pravidelně kontrolujte rukojeť, aretační mechanismus, sedátko a gumové koncovky.
- Poškozený nebo nestabilní výrobek nepoužívejte.

8. Bezpečnostní upozornění

- Výrobek používejte pouze k účelu, ke kterému je určen.
- Maximální zatížení je 180 kg.
- Před usednutím vždy ověřte úplné rozložení a stabilitu tří opěrných nohou.
- Nepoužívejte výrobek na schodech.
- Nepoužívejte výrobek jako židli pro dlouhodobé sezení.
- Pokud si uživatel není jistý vhodností pomůcky, je vhodná konzultace s lékařem nebo fyzioterapeutem.

Poznámka: Tento český informační návod byl zpracován podle veřejně dostupných údajů výrobce Timago k modelu SeatTim. Pokud je s výrobkem dodán originální návod výrobce, má tento originální návod přednost.