

NÁVOD K POUŽITÍ A MONTÁŽI

Toaletní židle / toaletní křeslo

Česká verze zpracovaná podle dodaného montážního návodu.

1. Seznam dílů

A	Sedátko
B	Opěradlo
C	Trubka spojující sedátko s opěradlem
D	Toaletní nádoba
E	Nožky
F	Levá spojovací trubka
G	Pravá spojovací trubka
H	Příčná trubka
I	Upevňovací prvky

2. Montáž příčných trubek

Podle vyobrazení sestav příčné trubky a spojovací části. Trubky zasuň do příslušných částí konstrukce tak, aby pružinové pojistky správně zapadly do otvorů. Po spojení zkontroluj, že jsou všechny díly pevně zajištěné a nemohou se samovolně vysunout.

3. Montáž bočních částí konstrukce

Zasuň trubky bočních částí do příslušných otvorů rámu sedátka. Při zasouvání stiskni pružinovou pojistku. Trubku zasuň tak daleko, až pojistka vyskočí z příslušného otvoru a spoj bezpečně zajistí.

4. Montáž opěradla

Spoj opěradlo s trubkami opěradla pomocí čtyř dodaných šroubů a podložek podle vyobrazení. Šrouby rovnoměrně a pevně dotáhni. Opěradlo se po správné montáži nesmí viklat ani uvolňovat.

5. Upevnění opěradla k rámu

Sestavené opěradlo zasuň do otvorů za deskou sedátka. Při zasouvání stiskni pružinové pojistky. Trubky zasuň tak daleko, až pojistné kuličky vyskočí z otvorů. Zkontroluj, že jsou obě pojistky správně vysunuté a opěradlo je pevně zajištěné.

6. Montáž nožek

Nasuň čtyři trubky nožek do hlavního rámu židle. Každou nožku řádně zajisti. Před použitím zkontroluj, že jsou všechny čtyři nožky nastavené na stejnou výšku a pevně zajištěné. Protiskluzové koncovky musí celou plochou dosedat na podlahu.

7. Montáž toaletní nádoby

Toaletní nádobu zasun do držáku pod sedátkem podle vyobrazení. Před použitím zkontroluj, že je nádoba správně a stabilně usazena v držáku.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

1. Před sestavením výrobku si důkladně přečti celý návod k použití.
2. Před každým použitím se ujisti, že je výrobek správně nastaven a všechny jeho části jsou řádně namontovány.
3. Při nastavování výšky nožek zkontroluj, že pružinové pojistky správně vystoupily z otvorů a nožky jsou bezpečně zajištěny.
4. Výrobek používej pouze v souladu s návodem. Nepoužívej jej, pokud je některá část poškozená, uvolněná nebo chybí.
5. K čištění povrchu nepoužívej silně žíravé ani agresivní čisticí prostředky.
6. Výrobek nepoužívej na nerovném nebo nestabilním povrchu ani tehdy, pokud není správně výškově nastaven.
7. Pokud je některá protiskluzová koncovka nožky opotřebovaná nebo poškozená, vyměň ji.

Kontrola před použitím: Zkontroluj stabilitu konstrukce, správné zajištění všech pružinových pojistek, pevnost opěradla, stejnou výšku nožek a správné usazení toaletní nádoby.

Poznámka: Maximální nosnost, přesné označení modelu a údaje výrobce nebyly na dodaných stranách návodu uvedeny, proto nejsou v české verzi doplněny.